

Medi-Test URYXXON Stick 10 urineteststrip

Productinformatie

Medi-Test URYXXON Stick 10, urineteststrip; voor het bepalen van glucose, ketonen, eiwit, bloed, leukocyten, nitriet, soortelijk gewicht, pH, bilirubine en urobilinogeen in de urine.

Op de urineteststrip zitten tien testvelden waarop urine aangebracht moet worden. Nadat de urine op de testvelden is aangebracht kan na enkele minuten de waarden afgelezen worden met behulp van de kleurreferentie op de teststripverpakking.

Specificatie:

- urineteststrip
- glucose, ketonen, eiwit, bloed, leukocyten, nitriet, soortelijk gewicht, pH, bilirubine en urobilinogeen



Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3015358	Teststrips Tbv Uryxxon Analyzer 93068	100 st.		