

microlife BP B1 Classic bloeddrukmeter automatisch

Productinformatie

microlife BP B1 Classic, automatische bloeddrukmeter; voor het meten van de bloeddruk en de hartslag.

Automatische bloeddrukmeter voor de bovenarm. De bloeddrukmeter meet volgens de oscillometrische meetmethode, deze meetmethode meet de drukwisselingen in de slagader en zet deze beweging om in een digitale aanduiding. De IHB technologie (Irregular Heartbeat) detecteert vroegtijdig een onregelmatige hartslag tijdens de bloeddrukmeting. De Gentle+ technologie zorgt voor een snelle meting en gebruikscomfort; de manchet wordt niet te hard opgeblazen. De bloeddrukmeter is verder voorzien van een digitaal scherm en WHO Indicator. De WHO (World Health Organization) indicator is een norm opgesteld voor lage bloeddruk, normale bloeddruk en hoge bloeddruk uitgedrukt in een kleurenschaal. De bloeddrukmeter kan 30 metingen opslaan met datum en tijd. Daarnaast is er een weergave van het gemiddelde van alle opgeslagen metingen. Te gebruiken met 4 AAA (oplaadbare) batterijen. De lage batterij indicator geeft aan wanneer de batterijen bijna vervangen of opgeladen moeten worden. Latexvrij.

Specificatie:

- bloeddrukmeter
- bovenarm
- automatisch
- oscillometrische meetmethode
- digitaal scherm
- afmeting: 124x92x61mm
- gewicht: 251 gram (inclusief batterijen)
- meetbereik bloeddruk: 20-280mmHg
- tolerantie bloeddruk: ± 3 mmHg
- meetbereik hartslag: 40-200 slagen per minuut



Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3059563	Microlife Bloeddrukmeter Classic Ihb Technologie Bpb1	1 st.	16 st.	