

Mepitel One wondcontactlaag siliconen

Productinformatie

Mepitel One, wondcontactlaag met aan een zijde een siliconen laag (Safetac); voor al dan niet exsuderende wonden.

De steriele, transparante wondcontactlaag bestaat uit een elastisch polyester net met aan een zijde een siliconen laag (Safetac technologie*). Het vormt een bescherming voor nieuw weefsel en intacte huid. Doordat de wondranden worden afgesloten, wordt de huid beschermd tegen beschadiging door lekkage en maceratie. De wondcontactlaag heeft perforaties, waardoor overtollig wondvocht wordt doorgelaten naar een secundair wondverband. De wondcontactlaag kleeft niet aan de vochtige wond en is gemakkelijk te verwijderen zonder de huid te beschadigen. Doordat de wondcontactlaag transparant is, is wondinspectie mogelijk zonder de contactlaag te moeten verwijderen. Ook is de contactlaag knipbaar. De wondcontactlaag kan ook onder compressie worden toegepast. De wondcontactlaag moet afgedekt worden met een secundair wondverband.

De wondcontactlaag wordt geleverd in 2 varianten: met en zonder opdruk. De variant met opdruk is voorzien van een verwijderingslogo. De pijl op dit logo geeft aan in welke richting de wondcontactlaag moet worden aangebracht en worden verwijderd. Door die pijl kan de veiligheid tijdens verbandwissels worden gewaarborgd (bv de teruggeplaatste huidflap bij skin tears blijft op zijn plaats liggen bij het verwijderen van het verband).

* Safetac technologie: wondcontactlaag van zachte siliconen; in contact met de wond verkleeft het verband niet aan het vochtige wondbed. Zelfs in moeilijke omstandigheden, als het wondvocht kleverig wordt of opdroogt, garanderen de zachte siliconen verbanden een minimum aan pijn en trauma bij verbandwisselingen.

Specificatie:

- wondcontactlaag
- geperforeerd polyester net
- met aan een zijde een siliconen laag (Safetac)
- knipbaar
- transparant
- steriel

Toepassen voor:

- pijnlijke wonden
- skin tears

- schaafwonden
- chirurgische incisies
- tweedegraads brandwonden
- traumatische wonden
- blaren
- laceratie
- twee- en derdegraads grafts
- been- en voetulcera



Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3032811	Mepitel One Siliconen Wondcontactlaag 8 X 10 Cm Ref 289200 *s*	5 st.	50 st.	15552063
	3054228	Mepitel One Wondcontactlaag Siliconen 9x10cm 289270 Steriel	5 st.	50 st.	16818377
	3054229	Mepitel One Wondcontactlaag Siliconen 13x15cm 289470 Steriel	5 st.	50 st.	16818385