

DryMax Extra Easy superabsorberend verband

Productinformatie

DryMax Extra Easy, superabsorberend wondverband met 2 kleefzones; voor de behandeling van zeer sterk vochtafgevend complexe/chronische wonden.

Het steriele wondverband heeft een zeer sterk absorberende kern van cellulose en sodium polyacrylaat. Wondvocht wordt gebonden tot een gel en in de kern van het verband vastgehouden. Door de verticale absorptiecapaciteit (3g/cm²) van het wondvocht wordt wond(rand)verweking voorkomen, ook bij zeer agressief wondvocht. De kern is omgeven door een non-woven vlies van polypropyleen, dat aan de buitenkant droog aanvoelt. Verder is het wondverband voorzien van 2 kleefzones, waarmee het verband eenvoudig op de gezonde huid kan worden geplaatst. Door de opbouw van het verband is het niet gewenst het verband te knippen. Het verband moet worden gefixeerd. Het verband is geschikt onder ambulante compressietherapie.

Specificatie:

- superabsorberend wondverband
- non-woven buitenzijde van polypropyleen
- kern van cellulose tissue en sodium polyacrylaat
- gelvormende kern
- 2 kleefzones
- verticale absorptie; 3g exsudaat/cm²
- steriel

Toepassen voor:

- ulcus cruris
- decubitus
- oncologische wonden
- postoperatieve wonden
- diabetische wonden
- fistels



Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3049470	Drymax Extra Easy Wdkpr 10x10cm 60033/10 Steriel	10 st.	180 st.	16239598