

F&P Evora Full full face CPAP-masker

Productinformatie

F&P Evora Full, full face CPAP-masker; voor de behandeling van slaapapneu.

Full face CPAP-masker dat gebruikt wordt bij de behandeling van slaapapneu. Het masker bestaat uit 4 hoofdcomponenten: het maskerframe, het silicone maskerkussen, de hoofdband met bevestigingsclips en een verbindingsslang. Het volgelaatsmasker is bedoeld voor gebruik door een volwassene (>30kg) die door een arts niet-invasieve therapie met positieve luchtdruk, zoals CPAP of Bi-Level, is voorgeschreven.

Het maskerkussen maakt beweging mogelijk, terwijl het zachte siliconen comfortabel onder de neus ligt. Het minimale onder-de-neus ontwerp zorgt tevens voor een duidelijke zichtlijn. Het frame is voorzien van een verwijderbare clip die ervoor zorgt dat de pasvorm naar wens aangepast kan worden, terwijl de hoofdband instelling onaangetast blijft. Het universele frame kan gebruikt worden bij alle 3 de kussenmaten.

De hoofdband wordt op 4 punten met klittenbandsluitingen met het frame van het masker verbonden. De hoofdband met VentiCool-technologie helpt patiënten koel en comfortabel te houden tijdens de slaap. De hoofdband bevat een ademende stof waardoor er meer lucht en vocht kan worden gebruikt, dit voorkomt bijvoorbeeld zweten tijdens het slapen.

De diffuser op het masker zorgt voor minimale tocht en geluid, tevens voorzien van kleine uitlaat gaten die bijdragen aan het lage geluid van het masker. Het masker is herbruikbaar.

Specificatie:

- full face CPAP-masker
- van: siliconen
- VentiCool hoofdband; koel en comfortabel
- universeel maskerframe
- stille diffuser
- voor volwassene
- herbruikbaar



Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3065961	Evora Compact Full Face Masker Extra Small Evf1xu	1 st.	10 st.	
	3065962	Evora Compact Full Face Masker Small Tot Medium Evf1mu	1 st.	10 st.	
	3065960	Evora Compact Full Face Masker Large Evf1lu	1 st.	10 st.	