

Multidex wondpoeder

Productinformatie


Multidex poeder, wondverband in poedervorm op basis van Maltodextrine; voor de behandeling van al dan niet geïnfecteerde, oppervlakkige tot diepe, vochtafgevende wonden, . Het steriele wondverband is opgebouwd uit Maltodextrine met glycerine en steriel water en bevat 1% asorbinezuur. Het wondverband in poedervorm handhaaft een vochtig wondmilieu en voorkomt uitdroging van de wond. Dit heeft een gunstig effect op de groei van nieuw granulatieweefsel en de epitheliale proliferatie. De ontstane gellaag verzacht necrotisch weefsel, waardoor debridement wordt vergemakkelijkt. Verder wordt onaangename geur binnen 24 tot 72 uur verwijderd. De ontstane gel heeft een reinigende werking.

Specificaties:

- wondverband in poedervorm
- op basis van Maltodextrine
- bevat 1% asorbinezuur
- steriel

Toepassen voor:

- huidzweren (waaronder beenzweren, zweren tgv druk en andere laesies met afscheiding)
- diabetische ulcera (zweren)
- abdominale wonden
- geïnfecteerde wonden
- oppervlakkige wonden
- decubitus
- snijwonden
- abrasies
- donorplaatsen
- tweedegraads brandwonden



Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3063724	Multidex Powder Wound Filler 12 Gram 46-703eu Steriel	5 st.	30 st.	16673786