

CareFusion MicroGard IIB bacteriefilterset spirometer

Productinformatie

CareFusion MicroGard IIB, bacteriefilterset spirometer; voor het tegenhouden van bacteriën en andere vervuiling bij het gebruik van een spirometer.

Bacteriefilter met neusklem. De bacteriefilter wordt gebruikt in combinatie met een spirometer. Het kunststof filter houdt alle bacteriën en andere vervuiling tegen en heeft een virale en bacteriële efficiëntie van 99,999% tegen kruisbesmetting. Deze bacteriefilters passen zonder gebruik van een adapter op de CareFusion spirometer.

De neusklem zorgt ervoor dat er nauwelijks lucht ontsnapt tijdens het blazen in het mondstuk, waardoor de betrouwbaarheid van de meting vergroot wordt. Bedoeld voor eenmalig gebruik (disposable).

Specificatie:

- bacteriefilterset spirometer
- met neusklem
- van: kunststof
- disposable
- effectieve dode ruimte 55ml (incl. adapters en behuizing)

Filterefficiëntie:

- %BFE >99.999 (bij 30 L/min)
- %VFE >99.9924 (bij 30 L/min)
- %BFE & %VFE >96% (bij 750 L/min)

Geschikt voor:

- Vyntus
- Vmax
- MasterScreen
- Micro Medical Pulmonary Function Testing (PFT)



Artikeloverzicht

	Artikel nummer	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3007554	Carefusion Filter Ovaal Pulmonaal Bacteriefiltermicrogard li Wit V- 892391	80 st.	80 st.	